

REHAdapt Montering




REHAdapt er en række produkter, der har uendelig mange muligheder for anvendelse og justering.


Placering af kommunikationsudstyr, tablets, mobiltelefoner, omverdens kontrol m.m.

Løsningen kan udbygges med supplerende elementer når nye behov opstår.

Udstyret er enkelt at bruge og har både flexibilitet og høj stabilitet. Systemet er bygget op af elementer som fastspændes med skruer og justergreb.

REHAdapt Quick release

UDS-22-DC			
	Varenummer:	RD-nr.:	Anvendelse:
	61 10 81	16.1051	Quick Release med kugleled

Daessy Adapter			
	Varenummer:	RD-nr.:	Anvendelse:
	61 10 82	16.1020	Adapter mellem REHAdapt og Daessy



REHAdapt Montering



L3D-UDS



Varenummer:	RD-nr.:	Anvendelse:
61 10 83	14.1516	Quick release plade universal

REHAdapt Adapter Quick release

GA-VESA 75x75



Varenummer:	RD-nr.:	Anvendelse:
61 13 01	16.1117	REHAdapt/VESA adapter

REHAdapt Rør

R22,2-500 Rør



Varenummer:	RD-nr.:	Anvendelse:
61 14 05	01.5030	Rør 500 mm x 22,2 x 2

R22,2-500 SOS med bundprop



Varenummer:	RD-nr.:	Anvendelse:
61 14 10	01.5530	Rør 500 mm x 22,2 x 2 med bundstop

Slip-Out Safeguard kit




Varenummer:	RD-nr.:	Anvendelse:
61 14 15	01.5500	Bundstop så røret ikke kan falde ud






REHAdapt Bevægelige elementer


M3D-2-Swivel-Joint-S Special

	Varenummer:	RD-nr.:	Anvendelse:
	61 15 01	11.1222	Type 1 låsedel


M3D-2-Swivel-Joint-S Special + Index

	Varenummer:	RD-nr.:	Anvendelse:
	61 15 02	11.1223	Type 1 lås med rør holder 11.1251


M3D-Indexing-Latch

	Varenummer:	RD-nr.:	Anvendelse:
	61 15 03	11.1250	Type 1 rør lås 3 punkter

M3D-Indexing-Slot

	Varenummer:	RD-nr.:	Anvendelse:
	61 15 04	11.1251	Type 1 rør lås med 1 fast og 1 spor

M3D-3-Universal


	Varenummer:	RD-nr.:	Anvendelse:
	61 15 05	11.1300	Samle og drejeled – umbraco løsner begge rør




REHAdapt Montering




M3D-3-Uni QuickShift

	Varenummer:	RD-nr.:	Anvendelse:
	61 15 06	11.1350	Samle og drejeled med justergreb løsner begge rør


M3D-3-Uni QuickShift Lock

	Varenummer:	RD-nr.:	Anvendelse:
	61 15 07	11.1355	Samle og drejeled med justergreb løsner 1 rør - 1 låst med umbracobolt

M3D-RKL-E30


	Varenummer:	RD-nr.:	Anvendelse:
	61 15 51	11.1065	Adapter til kørestolsramme til Type 1

M3D-1-Adapter Ring

	Varenummer:	RD-nr.:	Anvendelse:
	61 15 52	11.1074	Adapter til kørestolsramme - Type 1

REHAdapt Montage ramme

M3D-RKL 25

	Varenummer:	RD-nr.:	Anvendelse:
	61 16 01	11.1125	Clamp Ø25 mm - Type 1

